

Protocole d'utilisation de la visière intégrale pvc



Avant de mettre ou d'enlever la visière pvc, **lavez-vous les mains** avec de l'eau et du savon ou une solution hydroalcoolique.



Désinfectez la visière avant et après son utilisation avec de l'alcool . Sécher la avec un papier absorbant et jetez le papier absorbant dans une poubelle réservée uniquement à cet usage



Mettre **la visière pvc, en la réglant à votre taille** afin qu'elle ne puisse pas glisser. Evitez de la toucher quand elle est positionnée.



Jeter les visières abimées ou usagées dans une poubelle réservée uniquement à cet usage .

